

ペン型

点滴ルートの気泡抜き

業務の負担になっていませんか？
指で弾いて抜くと指が痛いし時間もかかる…。

※特許出願中


簡単・短時間で
点滴ルートの気泡を
抜く事が出来ます!!

- ✓ 簡単お手軽に気泡が抜けます
- ✓ ペン型軽量で持ち運びに便利です
- ✓ 指が痛くなりません!!



※イメージ図

従来の気泡抜き



指で弾いたりして気泡を抜くと
指が痛くなったり、
なかなか抜けなかったり…

本製品の気泡抜き



気泡部分に添えながら振動を与え
気泡を移動させます。
簡単に気泡を抜く事ができます。

- ✓ 神戸市機械金属会医療用機器研究開発会主催のオープンラボで生まれた看護師のお困りごとを解決する新たなツールです。
- ✓ 輸液ルートの気泡に最適化された振動を与える事により、気泡を移動させ抜く事ができます。

製品の技術紹介動画



MIRAI BAR

お問い合わせ先 decopin@mirai-bar.co.jp



MIRAI BAR Webサイト